


КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ МОДЕЛЬ АППАРАТА?

EF Classic

	Класс I		Класс II		Класс III
	Легкая степень		Средняя степень	Выраженная степень	
с 3 лет	EF Kid 				
с 6 лет	EF Start 				EF Classe III Petit 
с 8 лет	EF T Slim 	EF T Slim 	EF Classe II Slim 	EF Classe II two steps 	EF Classe III Petit 
	EF Profil 		EF Classe II Standard 	EF Classe III Standard 	
	EF Profil 	EFT Slim Long 	EF Classe II Standard 		EF Classe III Standard 
	EF Guide 		EF Classe II Standard 	<small>выраженная супраментальная борозда</small>	EF Classe III Standard 
с 10 лет			<small>сagitтальная щель более 10 мм</small>		
с 12 лет	EF Guide 		EF Classe II Large 		EF Classe III Standard 
старше					

EF Specific

с 3 лет	Необходимость в нормализации тонуса губ.	
	Intercepteur Labial[®] Детский 	Intercepteur Labial[®] Детский с козырьком  <small>при глубоком или перекрестном прикусе</small>
с 6 лет	Intercepteur Labial[®] 	Intercepteur Labial[®] Двухэтапное лечение  <small>при дистальном прикусе с выраженной щелью в сагиттальной плоскости</small>
старше	Необходимость в нормализации положения языка в покое и при глотании.	
с 3 лет	exerlangue[®] Маленький размер 	
с 6 лет	exerlangue[®] 	
старше	Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.	
с 12 лет	EF TMJ 	

EF Mechanical

с 8 лет	Допускается сочетание с аппаратурой для расширения зубного ряда.	
	EF Profil 	
с 8 лет	Допускается сочетание с аппаратурой для устранения дистальной окклюзии.	
	Class II Booster[®]  <small>В сочетании с аппаратурой для лечения дистальной окклюзии зубных рядов.</small>	Class I Stabilizer[®]  <small>Стабилизация после лечения дистальной окклюзии зубных рядов.</small>
с 12 лет	Допускается сочетание с полным объемом несъемной техники (брекет-системы).	
	EF Braces 	EF Protect 
с 12 лет	Внимание: данная таблица является лишь справочной информацией о всей линейке аппаратов. Размер зубных дуг и челюстей, а также цели ортодонтического лечения у каждого пациента индивидуальны, что определяет лечащий врач. В связи с тем, что данные аппараты являются медицинскими изделиями, выбор модели аппарата, целесообразность и возможность его применения, а также временной интервал ношения определяется врачом по данным клинического и другого дополнительного обследования.	